

Powder Dispensing



クアंटス HPD

安全性を向上

飛沫を削減

簡単操作

ハンディー型粉体分注システム 微量粉体分注が簡単に

METTLER TOLEDO

クアंटスHPD 優れたハンディソリューション

粉体を手で分注する作業は、ラボにおいて手間のかかる大変な作業の一つではないでしょうか。クアंटスHPDにより、手動の粉体分注作業が便利・安全・簡単になります。粉状物質を使用するさまざまなアプリケーションにおいて、どなたでもこの新しいテクノロジーを使用することができ、簡単な微量粉体分注が実現します！

サンプル容器

柔軟性の高い接続部により、一般的なサンプル容器を分注ヘッドに接続可能

分注ヘッド

流動性のある物質の高精度な分注ができ、内蔵されたRFIDチップで結果を常に追跡可能




サンプルの調製



HPDにより、頻繁に行われる、手間のかかる粉体のバイアルへの分注が、直接・簡単に！

サンプルの配分



多くのラボ用機器は、より良い結果を得るためにサンプルの均一な配分を必要とします。HPDは安全にそれを実現します！

サンプルの充填



HPDは、手で繰り返し行われる粉状物質の充填を難なくこなします。飛沫はありません！



最高品質

スイスで開発された高い技術と品質により、精密な結果を提供。
FDA対応素材使用

人間工学設計

便利な取扱いと円滑な操作が可能なため
反復性疲労障害 (RSI) のリスクなし

簡単操作

3つのLEDが、電池残量、
物質の有効期限、分注回数限度を表示

技術特性

ターゲット分注量 0.5mg以上

お客様の利点

- 飛沫を削減
- 粉塵の浮遊なし
- ラボの安全性向上
- グローブボックスに対応、毒性物質の取り扱いに最適
- すべてのクアントス分注ヘッドに対応
- コンパクトで人間工学設計
- 快適・便利



クアントスHPDスターターキット 分注プロセスを最適化します

含まれるもの：

- 1×クアントス HPD
- 12×粉体分注ヘッド
- 1×クアントスHPD用スタンド
- 1×取扱説明書
- 2×充電池

以下のサイトでクアントスHPDの詳細情報を
ご覧いただくことができます。

▶ www.mt.com/quantos-hpd-starter-kit

「簡単で便利。まるで魔法のようです！」



先端技術と優れた操作性を兼ね備えたHPDのおかげで、分注作業がとても楽になりました。今では、粉体をこぼすことなく、飛沫させることなく分注できます。まるで魔法のようです！

Meihui Taylor
ラボマネージャー



クアंटスでラボに変革を

クアंटスは、固体と溶剤を重量法で分注するシステムによって、医薬品製造で行われる分析における弱点に対処します。サンプル処理におけるばらつきを最小化し、オペレーターにかかる負担を減少させるための革新的な手法です。

クアंटスによる分注により、

- 不正確な計量
- 容量法に関連するエラー
- 転記ミス

は、もうありません

www.mt.com/quantos

詳細情報はこちらへ



メトラー・トレド株式会社 ラボラトリー事業部

東京 TEL:03-5815-5515

FAX:03-5815-5525

E-mail:sales.admin.jp@mt.com

東京本社 〒110-0008 東京都台東区池之端2-9-7 池之端日殖ビル6F

大阪支社 〒541-0053 大阪市中央区本町2-1-6 堺筋本町センタービル15F

©02/2014 Mettler-Toledo K.K.,

Printed in Japan 96110220

●製品の仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください